

TEMPI DI CONSERVAZIONE/SMALTIMENTO - MICROBIOLOGIA

| TIPOLOGIA CAMPIONE | DIAGNOSTICA | RICERCA | TEMPISTICA CONSERVAZIONE/SMALTIMENTO |
|---------------------------|-------------|---------|--|
| BATTERIOLOGIA | | | |
| Tamponi Copan | SI | NO | 3 giorni a +4°C |
| Urine/Feci | SI | NO | 3 giorni a +4°C |
| Altri materiali biologici | SI | SI | 3 giorni a +4°C / indefinito a -80°C (ricerca) |
| Materiali bioptici | SI | SI | 10 giorni a +4°C / indefinito a -80°C (ricerca) |
| Emocolture positive | SI | NO | 5 giorni a temperatura ambiente |
| MICOBATTERIOLOGIA | | | |
| Sangue Quantiferon | SI | SI | 3 giorni a +4° C / indefinito a -20°C (ricerca) |
| Materiali biologici | SI | SI | 7 giorni |
| MICOLOGIA | | | |
| Sangue siero | SI | SI | 7 giorni a +4° C / indefinito a -20°C (ricerca) |
| Materiali biologici | SI | SI | 7 giorni a +4° C / indefinito a -20°C (ricerca) |
| PARASSITOLOGIA | | | |
| Sangue EDTA | SI | SI | 8 giorni a +4° C / positivi indefinito a -80°C (ricerca) |
| Midollo | SI | SI | 8 giorni a +4° C / positivi indefinito a -80°C (ricerca) |
| Materiali biologici | SI | SI | 10 giorni a +4°C / positivi indefinito a -80°C (ricerca) |
| Feci-Esame molecolare | SI | NO | 5 giorni a -20°C |
| SIEROLOGIA | | | |
| Sangue (siero) | SI | NO | 15 giorni a +4°C |
| Sangue EDTA HBV - HCV | SI | NO | 15 giorni a -20°C |
| Sangue EDTA- HIV | SI | SI | 15 giorni a -20°C / 1 anno (ricerca) |
| Lavaggi bronchialveolari | SI | NO | 7 giorni a +4°C |
| Liquor | SI | NO | 15 giorni a +4°C |
| VIROLOGIA | | | |
| Sangue EDTA | SI | NO | 7 giorni a +4° C |
| Tamponi nasofaringei | SI | SI | 3 giorni a +4° C / indefinito a -20°C (ricerca) |
| Altri materiali biologici | SI | SI | 3 giorni a +4° C / indefinito a -20°C (ricerca) |
| Liquor | SI | NO | 15 giorni a + 4° C |
| Materiali bioptici | SI | NO | 15 giorni a + 4° C |