

TEMPI DI CONSERVAZIONE/SMALTIMENTO CAMPIONI – LABORATORI DI CHIMICA, BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA

TIPOLOGIA CAMPIONE	TEMPISTICA CONSERVAZIONE / SMALTIMENTO
Eparinato, EDTA, florurato – Automazione	12 H
Siero A	6 GG
Siero B	14 GG
Urine minzione e 24H quantitativi - Automazione	6 GG
Urine chimico, minzione qualitativi	24 H
Feci qualitativi	24 H
Feci quantitativi	7 GG
Liquidi biologici automazione	6 GG
Liquidi biologici specialistici	14 GG
Liquidi seminali	6 H
EDTA farmaci	3 GG
EDTA BM	3 M
DNA/RNA	5 AA (A -20°C)
EDTA sangue intero (Hb glicata)	5 GG
EDTA vitamine	14 GG
Aliquota 24 h ormoni e manuali	14 GG
Minzione ormoni	14 GG